

# АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ

## «БакРезиста GLA»

## «БакРезиста GLA Van/Mес»



**ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ**

# **АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ**

## **«БАКРЕЗИСТА GLA»**

## **«БАКРЕЗИСТА GLA VAN/МЕС»**

**Набор реагентов для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР в режиме реального времени в двух вариантах исполнения:  
«БакРезиста GLA» и «БакРезиста GLA Van/Мес»**

**№ РЗН 2020/11171**

В последние десятилетия в России, как и во всем мире, отмечается стремительное распространение устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным препаратам (АБП). Развитие лекарственной резистентности приводит к появлению способности микроорганизмов сохранять свою жизнедеятельность, несмотря на применение этиотропной терапии.

Устойчивость к АБП препятствует эффективному лечению пациентов, способствует формированию хронических, рецидивирующих инфекций. В наибольшей степени проблема резистентности к АБП актуальна для стационаров, так как способствует развитию нозокомиальных инфекций, но в последнее время она становится все более значимой и в амбулаторных условиях.

По выводам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

- || Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества, продовольственной безопасности и развития.
- || Устойчивость к антибиотикам может затронуть любого человека в любом возрасте и в любой стране.
- || Устойчивость к антибиотикам — естественное явление, однако неправильное использование антибиотиков людьми и их неправильное введение животным ускоряет этот процесс.
- || Все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков.
- || Следствием устойчивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности.
- || Наблюдается повсеместное распространение штаммов, устойчивых к основным классам антибиотиков.

Распространение штаммов, устойчивых к основным классам антибиотиков, наблюдается повсеместно. Результаты исследований последних лет свидетельствуют о появлении устойчивости некоторых штаммов бактерий больше чем к трем классам антибактериальных препаратов (мультирезистентность или полирезистентность); ко всем, кроме одного-двух классов (экстремальная резистентность); ко всем АБП (пан-резистентность) [5].

К основным причинам, способствующим развитию антибиотикорезистентности микроорганизмов, относят следующие:

- || нерациональное использование антибактериальных препаратов: необоснованное назначение для лечения вирусных и легких бактериальных инфекций; применение АБП широкого спектра в ситуациях, когда могут эффективно использоваться АБП с узким спектром действия; назначение антибактериальных препаратов без учета спектра возбудителей и их чувствительности;
- || неадекватный режим дозирования (недостаточные дозы, нарушение кратности введения и длительности приема);

- низкий уровень инфекционного контроля (нарушения в его организации и проведении);
- широкое использование АБП в пищевой и парфюмерной промышленности, в сельском хозяйстве и ветеринарии;
- свободная безрецептурная продажа АБП в аптечной сети.

Несмотря на внушительное количество и разнообразие АБП, практически для всех из них существуют ограничения по применению, связанные с природной или приобретенной резистентностью микроорганизмов к действующему веществу.



В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями «Принципы организации мониторирования устойчивости ведущих возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, к антимикробным препаратам в лечебно-профилактических медицинских организациях здравоохранения» Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») (2014), и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями на 10 июня 2016 г.), **мониторинг чувствительности/устойчивости штаммов в популяции бактерий, определенной одним из регламентированных методов, является важнейшим элементом медицинской практики.** В связи с этим совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга возбудителей ИСМП должно включать: создание референс-лабораторий, обеспечивающих методическую и консультативную помощь лабораториям организаций здравоохранения; контроль качества исследований, проводимых в учреждениях здравоохранения; проведение дорогостоящих и технически сложных исследований, включая молекулярно-генетическое типирование [1].



Результаты мониторинга антибиотикорезистентности в России отражаются в базе данных AMRmap (<https://amrmap.ru/>). Это онлайн-платформа, которая содержит набор инструментов для визуализации данных о чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам и распространенности основных генетических детерминант устойчивости к антибиотикам. Категории чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам определяются в соответствии с действующими рекомендациями EUCAST и российскими клиническими рекомендациями. Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 30 марта 2019 г. № 604-р утвержден План мероприятий на 2019–2024 годы по реализации Стратегии, который предусматривает формирование нормативно-правовой базы для регулирования вопросов предупреждения и преодоления распространения антимикробной резистентности и перечень отдельных мероприятий по предупреждению распространения антимикробной резистентности на период до 2030 г. Один из актов Плана посвящен укреплению материально-технической базы лабораторий, осуществляющих этиологическую диагностику инфекционных заболеваний, разработке и внедрению единых стандартов лабораторной диагностики актуальных микроорганизмов, включая возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, расширению применения методов молекулярной диагностики, включая полимеразную цепную реакцию и мультилокусное секвенирование



Надзор за распространением антибиотикорезистентности является стратегической задачей и в ветеринарии: мониторинг антибиотикорезистентности среди сельскохозяйственных животных и по отношению к животноводческой продукции потребительского назначения.



Совместная деятельность ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) (англ. *Food and Agriculture Organization, FAO*) в области безопасности пищевых продуктов привела к формированию свода пищевых международных стандартов и правил по пищевым продуктам «Кодекс Алиментариус» [11, 12], включая мониторинг антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах [12].

## **Природа антибиотикорезистентности бактерий**

Резистентность микроорганизмов к антибиотикам — это изменение генома бактерий в результате мутации и последующая селекция наиболее удачных вариантов. Резистентность может быть врожденной, если она служит видовым признаком бактерии, и приобретенной, если часть штаммов бактерий сохраняют жизнеспособность при концентрациях антибиотиков, которые подавляют основную часть микробной популяции того же вида.

По скорости формирования приобретенной резистентности выделяют два варианта: хромосомный (медленный тип) и плазмидный или транспозонный (быстрый тип).

Медленный, хромосомный тип резистентности включает мутации, появляющиеся с обычной частотой. Такой тип резистентности составляет около 10 %. Развитие резистентности бактерий по медленному типу может занять примерно 5–10 лет при условии постоянного использования одного и того же препарата (группы препаратов) [3, 8, 25]. В стрессовых условиях (голодание, повреждение ДНК или, например, действие антибиотика) некоторые микроорганизмы способны к ускоренному мутагенезу, который в случае удачных мутаций обеспечивает бактериальную клетку возможностью к быстрой адаптации к изменившимся внешним условиям, например лекарственной устойчивостью [31].

### **Быстрый, плазмидный или транспозонный тип резистентности**

Основа резистентности быстрого типа — внекромосомные факторы устойчивости — мобильные генетические элементы (плазмиды, транспозоны и интегроны), которые различаются по их способности перемещаться вне или внутри бактериальной клетки. Резистентность быстрого типа может развиться в течение 1 года — 2 лет [3].

## **Механизмы реализации антибиотикорезистентности**

**Эффлюкс** — активное выведение АБП из микробной клетки — механизм, действующий в первую очередь в отношении тетрациклических антибиотиков [17].

**Модификация мишени АБП** — изменение химической структуры компонентов бактериальной клетки может сделать ее устойчивой к действию АБП (метилирование, точечные мутации) [6, 21].

**Нарушение проницаемости микробной клетки** — модификация структуры оболочки бактерий, которая приводит к снижению ее проницаемости [21, 25].

**Метаболический шунт** — «обходной путь» для сохранения жизнеспособности бактерий под действием АБП [6, 25].

**Инактивирующие АБП ферменты бактериальной клетки** способны специфично реагировать с антибиотиком, нарушая его способность связываться с мишенью либо полностью инактивируя или разрушая молекулу антибиотика — самый распространенный механизм развития резистентности к АБП. К таким ферментам относятся бета-лактамазы, катализирующие расщепление бета-лактамного кольца у пенициллинов, цефалоспоринов, монобактамов, карбапенемов и т. д. [21, 25].





Рис. 1 Основные механизмы реализации резистентности к антибиотикам [34].

### Резистентность к бета-лактамным антибиотикам

Устойчивость к бета-лактамам формируется в результате действия ферментов, бета-лактамаз.

**Бета-лактамазы (*beta-lactamase*)** производятся некоторыми бактериями и обуславливают их устойчивость к бета-лактамным антибиотикам, которые имеют общий элемент в молекулярной структуре: четырехатомное кольцо, известное как бета-лактам. Бета-лактамаза разрывает это кольцо, дезактивируя антибактериальные свойства молекулы. Бета-лактамные антибиотики обычно используются для лечения широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Существует две классификации бета-лактамаз: структурная по молекулярным типам и функциональная по антибактериальной активности. Все известные в настоящее время бета-лактамазы делят на четыре молекулярных класса (рис. 2). Бета-лактамазы классов А, С и D относятся к ферментам серинового типа (по аминокислоте, находящейся в активном центре фермента). Ферменты класса В относятся к металлоферментам, поскольку в качестве кофермента в них присутствует атом цинка [2, 4].



**Рис. 2. Соотношение между структурной и функциональной классификациями бета-лактамаз**

Основные функциональные характеристики бета-лактамаз:

- субстратный профиль или способность к преимущественному гидролизу тех или иных бета-лактамов;
  - плазмидная или хромосомная локализация кодирующих генов;
  - чувствительность к ингибиторам бета-лактамаз: клавулановой кислоте, сульбактаму и тазобактаму.
- Развитие резистентности к бета-лактамам происходит под селективным давлением применяемых антибиотиков. Использование с 1940 гг. пенициллина привело к появлению пенициллиназ, с 1960 гг. — цефалоспоринов I–II поколения — бета-лактамаз широкого спектра действия, с 1980–90 гг. — цефалоспоринов III–IV поколения — бета-лактамаз расширенного спектра действия (БЛРС), с 1990 гг. — карбапенемов — карбапенемаз.

**Таблица 1. Некоторые группы бета-лактамаз грамотрицательных бактерий и их характеристики**

| Название группы | Описание  | Ссылки     |
|-----------------|---|------------|
| TEM             | TEM — это наиболее часто встречающиеся бета-лактамазы у грамотрицательных бактерий. Обеспечивают до 90 % устойчивости <i>E. coli</i> к ампициллину. Открыто около 20 вариантов, устойчивых к ингибиторам TEM бета-лактамаз. Микроорганизмы обычно остаются чувствительны к ингибированию тазобактамом и, следовательно, комбинации пиперациллин/тазобактам.   | 10, 30     |
| SHV             | SHV-1 имеет 68%-ную аминокислотную гомологичность с TEM-1, а также аналогичную общую структуру. Бета-лактамаза SHV-1 чаще всего встречается у <i>K. pneumoniae</i> и отвечает за развитие до 20 % опосредованной плазмидой устойчивости к ампициллину у этого вида. Известно более 60 разновидностей SHV.   | 10         |
| GES             | GES (Guiana extended-spectrum) бета-лактамазы относятся к плазмидным бета-лактамазам класса A. Ферменты широко распространены среди грамотрицательных бактерий, в первую очередь: <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> и <i>Escherichia coli</i> . Субстратом преимущественно являются карбапенемы, но не монобактамы.  | 23         |
| KPC             | KPC ( <i>Klebsiella pneumoniae carbapenem</i> ) бета-лактамазы впервые были выделены из <i>Klebsiella pneumoniae</i> в 2001 году в США. Ферменты характеризуются своей способностью к эффективному гидролизу карбапенемов, в отличие от других бета-лактамаз класса A (по классификации Ambler). В настоящее время в мире зарегистрировано 9 вариантов фермента.  | 22, 29     |
| CTX-M           | Ферменты характеризуются большей активностью в отношении цефотаксима, чем в отношении других субстратов, таких как, например, цефтазидим, цефтриаксон или цефепим. Гены CTX-M бета-лактамаз получены на плазмидах от комменсальных микроорганизмов <i>Kluyverea</i> . Ферменты обнаруживают примерно 40 % идентичности с бета-лактамазами TEM или SHV. Известны более 150 вариантов.  | 9          |
| OXA             | Бета-лактамазы класса D включают около 500 субтипов карбапенемаз OXA (oxacillinase), которые объединяются в кластеры. При наличии незначительных отличий в строении ферменты внутри кластеров формируются в группы «подобных», например OXA-23-like или OXA-48-like. Отличительной особенностью бета-лактамаз класса D является устойчивость к клавулоновой кислоте, сульбактаму, тазобактаму, а также к действию ЭДТА и других металлохелататоров.<br>OXA-23-like — группа карбапенемаз, ассоциированная с устойчивостью к действию карбапенемов, пенициллинов, цефалоспоринов узкого спектра действия, но не к лактамам расширенного спектра действия.<br>OXA-40-like проявляют самую высокую активность против карбапенемов, но также ассоциированы и с устойчивостью к пенициллинам и цефалоспоринам.<br>Активность ферментов OXA-23 и OXA-40 не ингибируется клавулановой кислотой.<br>OXA-48-like — группа карбапенемаз, характерной особенностью которых является отсутствие в настоящее время доступных ингибиторов. Согласно Руководству EUCAST в качестве фенотипического признака предположительной продукции OXA-48-подобных карбапенемаз рекомендуется использовать устойчивость высокого уровня к темоциллину (МПК >128 мг/л, диаметр зоны — более 11 мм). Однако это свойство не является специфичным только для карбапенемаз группы OXA-48, поэтому результаты теста должны быть подтверждены иными методами.<br>OXA-51-like — наиболее многочисленная группа β-лактамаз OXA-типа, идентифицированная на сегодняшний день. Обладает пенициллиазной активностью в отношении бензилпенициллина, ампициллина, тикарциллина, пиперациллина, может приобретать некоторые карбапенемазные свойства. | 16, 33     |
| VIM             | VIM (Verone integron-encoded metallo) — бета-лактамазы были открыты в Италии в 1999 году. На сегодняшний день их насчитывается 23 варианта. Ферменты VIM в основном встречаются у <i>P. aeruginosa</i> , <i>P. putida</i> и очень редко у <i>Enterobacteriaceae</i> . Гидролизуют все бета-лактамы, кроме монобактамов. На них не действуют все известные ингибиторы бета-лактамаз.   | 14, 18, 27 |
| IMP             | Плазмидно-опосредованные карбапенемазы IMP-типа. Распространены среди грамотрицательных бактерий, в первую очередь <i>Pseudomonas</i> и <i>Acinetobacter</i> . Гидролизуют все бета-лактамы, кроме монобактамов, на них не действуют все известные ингибиторы бета-лактамаз.  | 27, 28     |
| NDM             | NDM (New Delhi metallo-beta-lactamases) включают около 20 вариантов, которые входят в функциональную группу 3-го класса в подгруппу, объединяющую также ферменты VIM и IMP. Проявляют активность относительно всех бета-лактамов, за исключением азtreонама.  | 23, 26     |

**Таблица 2.\* Типичные виды грамотрицательных бактерий и встречающиеся у них бета-лактамазы, наличие которых обусловливает развитие резистентности к группам АБП (по данным [7, 20, 32] <https://card.mcmaster.ca/>)**

| Названия групп | Класс антибиотиков  | Бактерии, у которых были обнаружены гены резистентности  |
|----------------|---|--|
| TEM            | пенициллины<br>цефалоспорины,<br>моноактамы                 | <i>Acinetobacter baumannii</i> ,<br><i>Chlamydia trachomatis</i> ,<br><i>Citrobacter amalonaticus</i> , <i>Citrobacter freundii</i> , <i>Citrobacter koseri</i> , <i>Citrobacter youngae</i> ,<br><i>Enterobacter asburiae</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> ,<br><i>Enterobacter kobei</i> ,<br><i>Enterococcus faecium</i> ,<br><i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Haemophilus parainfluenzae</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Morganella morganii</i> ,<br><i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Proteus mirabilis</i> ,<br><i>Proteus vulgaris</i> , <i>Providencia rettgeri</i> , <i>Providencia stuartii</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Pseudomonas putida</i> ,<br><i>Raoultella planticola</i> ,<br><i>Salmonella enterica</i> ,<br><i>Serratia marcescens</i> ,<br><i>Shigella dysenteriae</i> , <i>Shigella flexneri</i> , <i>Shigella sonnei</i> ,<br><i>Vibrio cholerae</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> . |
| SHV            | пенициллины<br>цефалоспорины,<br>моноактамы                 | <i>Acinetobacter baumannii</i> ,<br><i>Enterobacter cloacae</i> ,<br><i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Salmonella enterica</i> .   |
| GES            | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Acinetobacter baumannii</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> ,<br><i>Enterobacter hormaechei</i> .  |
| KPC            | пенициллины,<br>цефалоспорины<br>моноактамы,<br>карбапенемы | <i>Acinetobacter baumannii</i> ,<br><i>Citrobacter freundii</i> , <i>Citrobacter koseri</i> ,<br><i>Enterobacter asburiae</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> ,<br><i>Enterobacter kobei</i> ,<br><i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Morganella morganii</i> ,<br><i>Proteus mirabilis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ,<br><i>Raoultella planticola</i> ,<br><i>Salmonella enterica</i> ,<br><i>Serratia marcescens</i> ,<br><i>Shigella sonnei</i> .   |
| CTX-M-1        | пенициллины<br>цефалоспорины,<br>моноактамы                 | <i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Salmonella enterica</i> ,<br><i>Shigella flexneri</i> , <i>Shigella sonnei</i> .   |
| OXA-23-like    | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Acinetobacter nosocomialis</i> ,<br><i>Proteus mirabilis</i> .   |
| OXA-40-like    | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Acinetobacter baumannii</i> .   |
| OXA-48-like    | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Citrobacter freundii</i> , <i>Citrobacter koser</i> , <i>Citrobacter youngae</i> ,<br><i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> , <i>Enterobacter kobei</i> ,<br><i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> ,<br><i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Proteus mirabilis</i> ,<br><i>Serratia marcescens</i> .  |
| OXA-51-like    | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Acinetobacter baumannii</i> .   |
| VIM            | пенициллины,<br>цефалоспорины,<br>карбапенемы               | <i>Citrobacter freundii</i> ,<br><i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> , <i>Enterobacter kobei</i> ,<br><i>Escherichia coli</i> ,<br><i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> ,<br><i>Providencia rettgeri</i> , <i>Providencia stuartii</i> ,<br><i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Pseudomonas putida</i> , <i>Pseudomonas stutzeri</i> ,<br><i>Raoultella planticola</i> ,<br><i>Salmonella enterica</i> ,<br><i>Serratia marcescens</i> .   |

| Названия групп | Класс антибиотиков                      | Бактерии, у которых были обнаружены гены резистентности  |
|----------------|---|--|
| IMP            | пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы | <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Acinetobacter junii</i> , <i>Acinetobacter nosocomialis</i> , <i>Enterobacter asburiae</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> , <i>Enterobacter kobei</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Providencia rettgeri</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Pseudomonas stutzeri</i> .   |
| NDM            | пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы | <i>Acinetobacter baumannii</i> , <i>Acinetobacter haemolyticus</i> , <i>Acinetobacter junii</i> , <i>Acinetobacter lwoffii</i> , <i>Acinetobacter nosocomialis</i> , <i>Citrobacter amalonaticus</i> , <i>Citrobacter freundii</i> , <i>Enterobacter asburiae</i> , <i>Enterobacter cloacae</i> , <i>Enterobacter hormaechei</i> , <i>Enterobacter kobei</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella aerogenes</i> , <i>Klebsiella oxytoca</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Morganella morganii</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Providencia rettgeri</i> , <i>Providencia stuartii</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Salmonella enterica</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Shigella sonnei</i> , <i>Vibrio cholerae</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> . |

\* на основании гомологии и SNP-моделей, полученных по данным о последовательностях белков, генов и метагеномов

### Резистентность к пенициллинам и гликопептидам у грамположительных бактерий

Грамположительные микроорганизмы, устойчивые к АБП, также остаются этиологически значимыми, например, представители рода *Staphylococcus*. Наиболее патогенным среди них является вид *S. aureus*. Наличие метициллин-резистентности характеризует штаммы MRS (Methicillin Resistant *Staphylococcus*) и MRSA (Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus*). Заболевания, вызванные ими, могут начинаться на фоне терапии аминогликозидами и цефалоспоринами.

Устойчивость к метициллину, оксациллину обусловлена появлением у микроорганизмов пенициллин-связывающего белка (ПСБ2а), который кодируется геном *mecA*. В 1975 году была определена локализация гена *mecA* на хромосоме.

Передача гена *mecA* происходит в составе мобильного элемента SCC — стафилококковая хромосомная кассета (staphylococcal chromosomal cassette).

Устойчивость к гликопептидам формируется в результате модификации мишени, активного эффлюкса лекарственного препарата. Известны несколько типов ванкомицин-резистентности (**VanA/VanB** и **VanC**). VanA характеризуется высоким уровнем устойчивости к ванкомицину и тейкопланину, VanB — вариабельной резистентностью к ванкомицину и чувствительностью к тейкопланину. Считается, что стафилококки получили эту способность от энтерококков, часто штаммы, резистентные к ванкомицину, VRS (Vancomycin Resistant *Staphylococcus*) и VRSA (Vancomycin Resistant *Staphylococcus aureus*), характеризуются и устойчивостью к метициллину [13].

**Таблица 3. Типичные виды грамположительных бактерий и встречающиеся у них гены, наличие которых обуславливает развитие резистентности к группам АБП**

| Названия генов  | Описание  | Механизм резистентности    | Бактерии, в которых были обнаружены гены резистентности | Ссылки            |
|---|---|----------------------------|---|-------------------|
| <b>Ген метициллин-резистентности, кодирующий пенициллин-связывающий белок</b> |   |                            |   |                   |
| <i>mecA</i>   | Ген <i>mecA</i> кодирует PBP2A пенициллин-связывающий белок, транспептидазу, которая помогает формировать стенку бактериальной клетки и способна выполнять синтез пептидогликана в присутствии бета-лактамов. Обуславливает резистентность к метициллину. | Подмена мишени антибиотика | штаммы <i>Staphylococcus</i> MRS и MRSA.                | 15, 19, 7, 20, 32 |

| Названия генов                             | Описание  | Механизм резистентности      | Бактерии, в которых были обнаружены гены резистентности   | Ссылки         |
|--|---|------------------------------|---|----------------|
| <b>Гены резистентности к гликопептидам</b> |   |                              |   |                |
| vanA                                       | VanA был выделен из ванкомицин-резистентных <i>Enterococcus</i> (VRE). VanA представляет собой гомолог фермента D-Ala-D-Ala лигазы, который синтезирует D-Ala-D-Lac, альтернативный субстрат для синтеза пептидогликана, что в результате снижает средство связывания ванкомицина. VanA связан как с устойчивостью к ванкомицину, так и к тейкопланину. | Изменение мишени антибиотика | <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus VRS</i> <i>VRSA</i> . | 24 , 7, 20, 32 |
| vanB                                       | VanB был выделен из ванкомицин-резистентных <i>Enterococcus</i> (VRE). VanB представляет собой гомолог D-Ala-D-Ala лигазы, подобный VanA, и может синтезировать D-Ala-D-Lac, альтернативный субстрат для синтеза пептидогликана, который снижает аффинность связывания ванкомицина. Связан с устойчивостью к ванкомицину, но не к тейкопланину.         | Изменение мишени антибиотика | <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>Enterococcus faecium</i> .  | 24 , 7, 20, 32 |

## ДИАГНОСТИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

Для выявления антибиотикорезистентности существуют фенотипические (традиционные) и молекулярно-генетические методы. Фенотипические методы включают: диффузионный метод (диско-диффузионный), метод серийных разведений (в агаре, в бульоне) и комбинированный Е-тест. Несмотря на широкое применение и введение в практику современных автоматических анализаторов, фенотипические методы сопряжены со значительными методическими трудностями. В соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» при использовании фенотипических методов следует строго соблюдать следующие требования: использовать субстанции антибиотиков с известным уровнем активности, соблюдать режимы хранения, тщательно выполнять контроль качества питательных сред.

В связи с этим молекулярно-генетические методы исследования антибиотикорезистентности могут быть использованы в качестве метода выбора, особенно в следующих ситуациях:

- исследования вспышек острых и хронических инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
- верификация результатов фенотипических методов внутривидового типирования (антибиотикорезистентности), направленного на выявление госпитальных штаммов;
- при слежении за циркуляцией международных эпидемических клонов в пределах территориальных единиц, субъектов РФ и на национальном уровне.

Молекулярно-генетические методы направлены на выявление генов, ассоциированных с резистентностью, и характеризуются:

- высокой чувствительностью;
- скоростью получения результатов;
- стандартизованностью и технологичностью исследования.

ВАЖНО, что они не требуют манипуляций с живыми бактериальными культурами, что способствует предотвращению распространения и циркуляции микроорганизмов внутри лечебно-диагностических и лабораторных учреждений.

Быстрая диагностика инфекции является важным фактором, влияющим на исход заболевания: каждый час задержки эффективной антибактериальной терапии при септическом шоке повышает риск летальности на 7,6 %. Учитывая высокий уровень антибиотикорезистентности и широкое распространение штаммов, производящих карбапенемазы, актуальным становится вопрос быстрого получения результатов. В настоящее время для сокращения времени идентификации возбудителей все большее распространение получают нуклеотидные методы, основанные на принципе мультиплексной ПЦР, флуоресцентной гибридизации *in situ* (FISH) и т. д.

На сегодняшний день в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 804н от 7 ноября 2017 г. «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» (вступил в силу с 1 января 2018 г.) молекулярно-генетические методы введены в качестве базового диагностического метода в следующих случаях (табл. 4).

**Таблица 4. Наименование медицинских услуг по выявлению генов антибиотикорезистентности с или без типирования ДНК микроорганизмов при помощи метода ПЦР в соответствии с Приказом МЗ РФ № 804н**

| Объект исследования   | Код услуги                        | Наименование медицинской услуги  |
|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <i>Staphylococcus</i> | A26.01.029                        | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого пораженных участков кожи на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентные <i>Staphylococcus spp.</i>   |
|                       | A26.01.029.001/<br>A26.01.029.002 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в отделяемом пораженных участков кожи методом ПЦР, качественное исследование / количественное исследование.                        |
|                       | A26.05.043                        | Молекулярно-биологическое исследование крови на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентные коагулазонегативные <i>Staphylococcus spp.</i>  |
|                       | A26.05.043.001/<br>A26.05.043.002 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в крови методом ПЦР, качественное исследование / количественное исследование.  |
|                       | A26.08.068                        | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентные коагулазонегативные <i>Staphylococcus spp.</i>  |
|                       | A26.08.068.001/<br>A26.08.068.002 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование / количественное исследование.                    |
|                       | A26.09.075                        | Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроты, эндотрахеального аспираата на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентные коагулазонегативные <i>Staphylococcus spp.</i>                                |
|                       | A26.09.075.001/<br>A26.09.075.002 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в бронхоальвеолярной лаважной жидкости, мокроте, эндотрахеальном аспирате методом ПЦР, качественное / количественное исследование. |
|                       | A26.28.013                        | Молекулярно-биологическое исследование мочи на метициллин-чувствительные и метициллин-резистентные <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентные коагулазонегативные <i>Staphylococcus spp.</i>   |
|                       | A26.28.013.001/<br>A26.28.013.002 | Определение ДНК метициллин-чувствительных и метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в моче методом ПЦР, качественное / количественное исследование.  |
| Карбапенемазы         | A26.30.032.004                    | Определение генов метициллин-резистентных <i>Staphylococcus aureus</i> и метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i> в культуре, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала методом ПЦР.  |
|                       | A26.08.069                        | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки для выявления генов приобретенных карбапенемаз бактерий.  |
|                       | A26.08.069.001                    | Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло-бета-лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР.  |
|                       | A26.08.069.002                    | Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР.  |
|                       | A26.19.035                        | Молекулярно-биологическое исследование для выявления генов приобретенных карбапенемаз бактерий в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР.   |
|                       | A26.19.035.001                    | Определение генов приобретенных карбапенемаз бактерий класса металло-бета-лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР.  |
|                       | A26.19.035.002                    | Определение генов приобретенных карбапенемаз бактерий групп KPC и OXA-48-подобных в мазке со слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР.  |

| Объект исследования                 | Код услуги     | Наименование медицинской услуги   |
|-------------------------------------|----------------|---|
| Бета-лактамазы                      | A26.28.020     | Молекулярно-биологическое исследование мочи для выявления генов приобретенных карбапенемаз бактерий.  |
|                                     | A26.28.020.001 | Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло-бета-лактамаз (МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в моче методом ПЦР.  |
|                                     | A26.28.020.002 | Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных в моче методом ПЦР.  |
|                                     | A26.30.032.001 | Определение генов приобретенных карбапенемаз класса металло-бета-лактамаз групп VIM, IMP и NDM в культуре, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, методом ПЦР. |
|                                     | A26.30.032.002 | Определение генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-подобных в культуре, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, методом ПЦР.                       |
|                                     | A26.30.004.021 | Определение генов карбапенемаз методом амплификации нуклеиновых кислот.   |
|                                     | A26.30.004.022 | Определение генов карбапенемаз методом определения нуклеотидной последовательности ДНК.   |
|                                     | A26.30.004.011 | Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра методом амплификации нуклеиновых кислот.   |
|                                     | A26.30.004.013 | Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра методом определения нуклеотидной последовательности ДНК.   |
|                                     | A26.30.004.036 | Определение <i>mecA/mecC</i> -опосредованной резистентности к бета-лактамам методом амплификации нуклеиновых кислот.  |
|                                     | A26.30.004.037 | Определение <i>mecA/mecC</i> -опосредованной резистентности к бета-лактамам методом определения нуклеотидной последовательности ДНК.  |
|                                     | A26.30.032.003 | Определение генов бета-лактамаз расширенного спектра в культуре, полученной путем бактериологического посева образцов различного биологического материала, методом ПЦР.   |
| Гены резистентности к гликопептидам | A26.30.004.038 | Определение <i>vanA/vanB</i> -опосредованной резистентности к гликопептидам методом ДНК-гибридизации.   |
|                                     | A26.30.004.039 | Определение <i>vanA/vanB</i> -опосредованной резистентности к гликопептидам методом амплификации нуклеиновых кислот.  |
|                                     | A26.30.004.040 | Выявление <i>vanA/vanB</i> -опосредованной резистентности к гликопептидам методом определения нуклеотидной последовательности ДНК.  |

Компания «ДНК-Технология» предлагает набор реагентов для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР в режиме реального времени в двух вариантах исполнения: «БакРезиста GLA Van/Mес» и «БакРезиста GLA»

Таблица 5. Назначение набора реагентов

| «БакРезиста GLA Van/Mес»   | «БакРезиста GLA»   |
|--|--|
| Выявление генов резистентности к гликопептидным ( <b>G</b> ) и бета-лактамным ( <b>L</b> ) антибиотикам ( <b>A</b> ): <i>vanA/B</i> , <i>mecA</i> в биологическом материале и бактериальных культурах. | Выявление генов резистентности к гликопептидным ( <b>G</b> ) и бета-лактамным ( <b>L</b> ) антибиотикам ( <b>A</b> ): <i>vanA/B</i> ; <i>mecA</i> ; <i>tem</i> , <i>ctx-M-1</i> , <i>shv</i> ; <i>oxa-40-like</i> , <i>oxa-48-like</i> , <i>oxa-23-like</i> , <i>oxa-51-like</i> , <i>imp</i> , <i>kpc</i> , <i>ges</i> , <i>ndm</i> , <i>vim</i> в биологическом материале и бактериальных культурах. |

## ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

- необходимость исследования возможной антибиотикорезистентности у бактерий, вызвавших развитие инфекционных процессов.

**Таблица 6. Количество исследований в наборе реагентов, РУ**

| Наименование набора реагентов | Количество исследований в наборе реагентов | РУ               |
|-------------------------------|--|------------------|
| «БакРезиста GLA Van/Mec»      | 48   | № РЗН 2020/11171 |
| «БакРезиста GLA»              | 24   | № РЗН 2020/11171 |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****Формат набора (набор раскалан в пробирки):**

- Σ**
- для «БакРезиста GLA» — 24 стрипа по 8 пробирок на 0,2 мл;
  - для «БакРезиста GLA Van/Mec» — 6 стрипов по 8 пробирок на 0,2 мл или 48 пробирок на 0,2 мл.

**Температура хранения:**

+2...+8 °C.

**Срок годности:**

12 месяцев.

**Наборы реагентов для выделения ДНК производства ООО «НПО ДНК-Технология»:**

- «ПРОБА-НК»/«ПРОБА-НК-ПЛЮС»;
- «ПРОБА-ГС»/«ПРОБА-ГС-ПЛЮС»;
- «ПРОБА-МЧ».

**Материал для ПЦР-исследования:**

- мокрота;
- моча;
- мазки/соскобы из дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального тракта;
- фекалии;
- аспираты;
- экссудаты;
- бактериальные культуры.

**Формат детекции:**

мультиплексный анализ — в одной пробирке одновременно определяются несколько ДНК-мишеней (табл. 6).

**Таблица 7. Каналы детекции продуктов амплификации****А. «БакРезиста GLA»**

| № пробирки | Fam         | HEX | ROX    | Cy 5        |
|------------|-------------|-----|--------|-------------|
| 1          | imp         | BK  | —      | —           |
| 2          | ОБМ         | BK  | —      | oxa-51-like |
| 3          | ctx-M-1     | —   | —      | tem         |
| 4          | van A/B     | BK  | —      | mecA        |
| 5          | oxa-48-like | BK  | —      | oxa-40-like |
| 6          | vim         | BK  | —      | kpc         |
| 7          | oxa-23-like | BK  | —      | ndm         |
| 8          | shv         | BK  | Маркер | ges         |

**Б. «БакРезиста GLA Van/Mec»**

| № пробирки | Fam     | HEX | ROX | Cy 5  |
|------------|---------|-----|-----|-------|
| 1          | van A/B | BK  | —   | mec A |

Предел обнаружения: 10 копий ДНК на амплификационную пробирку ( $2 \times 10^3$  копий/мл препарата ДНК)

**Таблица 8. Аналитическая чувствительность «БакРезиста GLA» и «БакРезиста GLA Van/Mec»**

| Аналитическая чувствительность копий/образца биологического материала в 500 мкл транспортной среды |            |                  |  |
|--|------------|------------------|--|
| «ПРОБА-НК»   | «ПРОБА-ГС» | «ПРОБА-МЧ-РАПИД» | «ПРОБА-ГС-ПЛЮС»<br>или «ПРОБА-НК-ПЛЮС» |
| 100  | 200        | 600              | 600                                    |

**Оборудование, необходимое для проведения анализа:** приборы серии «ДТ» («ДТпрайм», «ДТлайт», «ДТ-96») производства ООО «НПО ДНК-Технология».



«ДТпрайм»




«ДТлайт»

**Для проведения анализа с использованием стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:** штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для стрипованного пластика.

**Программное обеспечение:** учет и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически для приборов серии «ДТ» производства ООО «НПО ДНК-Технология» (рис. 3).

A



## Результат исследования методом полимеразной цепной реакции

Дата  
Номер пробыки  
Ф. И. О. пациента  
Пол  
Возраст  
Организация  
Врач  
Примечание

Идентификатор образца: Образец\_58

| № | Название исследования | Результаты  |
|---|-----------------------|-------------|
| 1 | vanA/B                | ОБНАРУЖЕНО  |
| 2 | mecA                  | не выявлено |

Информация о лаборатории


Логотип

### Исследование выполнил:

Дата:

Подпись:

Б



**Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР в режиме реального времени  
(БакРезиста GLA)**

Дата  
Номер пробирки  
Ф. И. О. пациента  
Пол  
Возраст  
Врач  
Примечание



Информация о лаборатории

Идентификатор образца: Образец\_7

| <b>№</b> | <b>Название исследования</b> | <b>Результаты</b>   |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 1        | imp                          | не выявлено         |
| 2        | OBM                          | ОБНАРУЖЕНО (6,8 Lg) |
| 3        | oxa-51-like                  | не выявлено         |
| 4        | ctx-M-1                      | не выявлено         |
| 5        | tem                          | не выявлено         |
| 6        | vanA/B                       | не выявлено         |
| 7        | mecA                         | не выявлено         |
| 8        | oxa-48-like                  | не выявлено         |
| 9        | oxa-40-like                  | не выявлено         |
| 10       | vim                          | ОБНАРУЖЕНО (6,4 Lg) |
| 11       | kpc                          | не выявлено         |
| 12       | oxa-23-like                  | не выявлено         |
| 13       | ndm                          | не выявлено         |
| 14       | shv                          | не выявлено         |
| 15       | ges                          | не выявлено         |

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамным антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам, цефалоспоринам I–IV поколения, карбапенемам у грамотрицательных бактерий.

Исследование выполнил:

Дата:

Подпись:

**Рис. 3. Результаты ПЦР-анализа с использованием приборов серии «ДТ» и программного обеспечения (версия 7.9) производства ООО «НПО ДНК-Технология»:**

**А** — анализ оптических измерений (канал Fam) и отчет по результатам

исследования при использовании «БакРезиста GLA Van/Mec»;

**Б** — анализ оптических измерений (канал Fam) и отчет по результатам

исследования при использовании «БакРезиста GLA»

## Конкурентные преимущества набора реагентов «БакРезиста GLA» и «БакРезиста GLA Van/Mес» для клиники

- Спектр **одновременно выявляемых показателей** генетических детерминант резистентности не имеет аналогов среди российских и зарубежных производителей наборов реагентов для ПЦР-диагностики.
- **Высокая скорость** получения результата анализа — менее 1,5 часа с момента поступления биоматериала и выделения нуклеиновых кислот.
- Возможность использования **широкого спектра биоматериала**.
- Набор реагентов характеризуется **высокой** аналитической **чувствительностью и специфичностью**.

## Технологические преимущества

- Качественный и полукачественный мультиплексный анализ.
- Сниженный риск контаминации из-за использования расkapанных под парафин готовых реакционных смесей.
- Наличие внутреннего контроля (ВК) — индикатора качества прохождения реакции и отсутствия ингибирования в отдельных пробирках.
- Цветовая маркировка первой пробирки стрипа «БакРезиста GLA» — окрашенный в голубой цвет буфер в первой пробирке позволяет контролировать расстановку стрипов в плашке детектирующего амплификатора.
- Наличие маркера определения положения стрипованных пробирок: после прохождения амплификации программа сравнивает заданное оператором расположение пробирок с реальным положением маркера — исключение ошибок оператора и риска получения некорректных результатов анализа.
- Интеллектуальное программное обеспечение — автоматическое формирование бланка результатов исследования с заключением.

## Сравнивая значения логарифмов, возможно провести полукачественную оценку:

- доли резистентных микроорганизмов от общего количества бактериальной массы;
- соотношения генов резистентности друг с другом.

## О КОМПАНИИ

Группа компаний «ДНК-Технология» является единственным российским производителем полного технологического цикла — от научных разработок (более 25 патентов) до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения методом ПЦР в реальном времени. Продукция компании зарегистрирована в качестве медицинских изделий в России и за рубежом, имеет регистрационные удостоверения и сертификаты CE IVD, регулярно проходит внешнюю оценку качества.



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Принципы организации мониторирования устойчивости ведущих возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, к антимикробным препаратам в лечебно-профилактических медицинских организациях здравоохранения: Федеральные клинические рекомендации. — М., 2014. — 37 с.
2. Рубцова М. Ю., Уляшова М. М., Бахман Т. Т., Шмид Р. Д., Егоров А. М. Мультипараметрическое определение генов и точечных мутаций в них для идентификации бета-лактамаз // Успехи биологической химии. — 2010. — Т. 50. — С. 303–348.
3. Фармакология с рецептурой: учебник для медицинских и фармацевтических учреждений среднего профессионального образования / Под ред. В. М. Виноградова. — 6-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: СпецЛит, 2016. — 647 с.: ил.
4. Эйдельштейн М. В. Бета-лактамазы аэробных грамотрицательных бактерий: характеристика, основные принципы классификации, современные методы выявления и типирования // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2001. — Т. 3. — № 3. — С. 223–242.
5. Эйдельштейн М. В. Экстремально- и панрезистентные клоны бактериальных возбудителей в клинике // Материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2015)». — 2015.
6. Abebe E., Tegegne B. and Tibebu S. A Review on molecular mechanisms of bacterial resistance to antibiotics // European Journal of Applied Sciences. — 2016. — Vol. 8. — No. 5. — P. 301–310.
7. Alcock et al. 2020. CARD 2020: Antibiotic Resistome Surveillance with the Comprehensive Antibiotic Resistance Database. Nucleic Acids Research, 48, D517-D525.
8. Baquero F. et al. Antibiotic resistance shaping multi-level population biology of bacteria // Front. Microbiol. — 2013. — Vol. 4. — Art. number 15. — P. 1–15.
9. Bauernfeind A, et al. 1996. Antimicrob Agents Chemother 40(2): 509-513. Sequences of beta-lactamase genes encoding CTX-M-1 (MEN-1) and CTX-M-2 and relationship of their amino acid sequences with those of other beta-lactamases.
10. Bradford PA. 2001. Clin Microbiol Rev 14(4): 933-951. Extended-spectrum beta-lactamases in the 21st century: characterization, epidemiology, and detection of this important resistance threat.
11. Bruno A. V., Mackay C. Antimicrobial resistance and the activities of the Codex Alimentarius Commission // Rev Sci Tech. — 2012. — Vol. 31. — No. 1. — P. 317–323.
12. Codex Alimentarius Commission (CAC) (2011): guidelines for risk analysis of foodborne antimicrobial resistance (CAC/ GL 77-2011). — CAC, Rome. — 29 p. URL: [www.codexalimentarius.net/download/standards/11776/CX\\_G\\_077e](http://www.codexalimentarius.net/download/standards/11776/CX_G_077e).
13. D'Costa V. M. et al. Antibiotic resistance is ancient // Nature. — 2011. — Vol. 477 (7365). — P. 457–461.
14. Docquier JD, et al. 2003. J Antimicrob Chemother 51 (2): 257–266. On functional and structural heterogeneity of VIM-type metallo-beta-lactamases.
15. Deurenberg R. H. and Stobberingh E. E. 2008. Infect Genet Evol 8 (6): 747–763. The evolution of *Staphylococcus aureus*.
16. Evans B. A., Amyes S. G. OXA-beta-lactamases // Clin Microbiol Rev. — 2014. — Vol. 27. — P. 2. — P. 241–263.
17. Fernández L., Hancock R. E. W. Adaptive and mutational resistance: role of porins and efflux pumps in drug resistance // Clin Microbiol Rev. — 2012. — Vol. 25. — No. 4. — P. 661–681.
18. Garcia-Saez I, et al. 2007. J Mol Biol 375 (3): 604–611. The three-dimensional structure of VIM-2, a Zn-beta-lactamase from *Pseudomonas aeruginosa* in its reduced and oxidised form.
19. Hartman BJ and Tomasz A. 1984. J Bacteriol 158 (2): 513–516. Low-affinity penicillin-binding protein associated with beta-lactam resistance in *Staphylococcus aureus*.
20. Guitor et al. 2019. Capturing the Resistome: A robust and reliable targeted capture method for detecting antibiotic resistance determinants. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 64, e01324–19.
21. Kapoor G., Saigal S., Elongavan A. Action and resistance mechanisms of antibiotics: A guide for clinicians // J Anaesthesiol Clin Pharmacol. — 2017. — Vol. 33. — Issue 3. — P. 300–305.

22. Ke W, et al. 2007. Biochemistry 46 (19): 5732–5740. Crystal structure of KPC-2: insights into carbapenemase activity in class A beta-lactamases.
23. Kumarasamy KK, et al. 2010. Lancet Infect Dis 10 (9): 597–602. Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: a molecular, biological, and epidemiological study.
24. Marshall CG, et al. 1997. Proc Natl Acad Sci U S A 94 (12): 6480–6483. D-Ala-D-Ala ligases from glycopeptide antibiotic-producing organisms are highly homologous to the enterococcal vancomycin-resistance ligases VanA and VanB.
25. Munita J. M., Cesar A. Mechanisms of antibiotic resistance // Microbiol Spectr. — 2016. — Vol. 4. — No. 2. — P. 10–48.
26. Nordmann P, et al. 2011. Trends Microbiol 19 (12): 588–595. The emerging NDM carbapenemases.
27. Oelschlaeger P, et al. 2010. J Med Chem 53(8): 3013–3027. Evolving carbapenemases: can medicinal chemists advance one step ahead of the coming storm?
28. Osano E, et al. 1994. Antimicrob Agents Chemother 38 (1): 71–78. Molecular characterization of an enterobacterial metallo beta-lactamase found in a clinical isolate of *Serratia marcescens* that shows imipenem resistance.
29. Stachyra T, et al. 2009. J Antimicrob Chemother 64 (2): 326–329. In vitro activity of the {beta}-lactamase inhibitor NXL104 against KPC-2 carbapenemase and Enterobacteriaceae expressing KPC carbapenemases.
30. Thomson CJ, et al. 1993. Epidemiol. Infect. 110 (1):117–25 Molecular epidemiology of the plasmid-encoded TEM-1 beta-lactamase in Scotland.
31. Torres-Barceló C. et al. The SOS response increases bacterial fitness, but not evolvability, under a sublethal dose of antibiotic // Proc Biol Sci. — 2015. — Vol. 282. — Art. number 1816.
32. Tsang et al. 2019. Pathogen taxonomy updates at the Comprehensive Antibiotic Resistance Database: Implications for molecular epidemiology. Preprints, 2019070222.
33. Turton JF, et al. 2006. J Clin Microbiol 44 (8): 2974–2976. Identification of *Acinetobacter baumannii* by detection of the blaOXA-51-like carbapenemase gene intrinsic to this species.
34. Wright G. D. Q&A: Antibiotic resistance: where does it come from and what can we do about it? // BMC Biology. — 2010. — No. 8. — P. 123–129.



114-2 2020.10.14

**Контакты офиса:**

ООО «ДНК-Технология». Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125ж, корп. 6, эт. 5, комн. 14.  
Тел./факс: +7 495 640-17-71; [www.dna-technology.ru](http://www.dna-technology.ru); [mail@dna-technology.ru](mailto:mail@dna-technology.ru).

**Служба клиентской поддержки:**

8 800 200-75-15 (звонок по России бесплатный), [hotline@dna-technology.ru](mailto:hotline@dna-technology.ru).

